

## SÁBANA DE SUJECIÓN



### **Sábana de sujeción ajustable:**

- Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc..
- Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas.
- Fabricada en tejido semielástico 50% algodón, 50% poliéster, para soportar tirones sin rasgarse.
- Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel.
- Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.
- Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales.

### **Referencias:**

**ATV-070-090/105/120:** Modelo **NORMAL**/ anchos de cama.

**ATV-071-090/105/120:** Modelo especial para pacientes **OBESOS**.

**ATV-072-090/105/120:** **REFORZADA**, con tejido extra resistente.

**ATV-073-090/105/120:** Modelo con **CINTAS EN LOS HOMBROS**.

**ATV-075-090/105/120:** Modelo con **MANGAS LARGAS**.

**ATV-077-090/105/120:** Modelo con **CREMALLERA EN LOS HOMBROS** para facilitar su colocación en pacientes con rigidez en brazos/codos/hombros.

### **Lavado:**



**ATENCIÓN: lavar del revés y con la cremallera cerrada.**

**UGARI GERIÁTRICA**

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)